



Nasadki destylacyjne Claisena z chłodnicą Liebiga i oliwkami



Nasadki destylacyjne wg Claisena z chłodnicą Liebiga wykonane ze szkła DURAN[®], z prostym wylotem, przyłączami wodnymi w formie szklanych oliwek oraz dwoma gniazdami NS 14/23 do termometrów o długości zanurzeniowej 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6251	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	oliwka szklana	160 mm	60 cm ²
	G-6252	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	oliwka szklana	250 mm	100 cm ²
	G-6253	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	oliwka szklana	250 mm	130 cm ²
	G-6254	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	oliwka szklana	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne wg Claisena z chłodnicą Liebiga to wysokiej jakości elementy aparatury laboratoryjnej, przeznaczone do procesów destylacji i rozdzielania mieszanin. Wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®], odznaczają się wysoką odpornością chemiczną i termiczną oraz dużą przejrzystością, co pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu procesu.

Konstrukcja obejmuje **chłodnicę Liebiga z prostym wylotem** oraz **nasadkę Claisena**. Przyłącza wodne w formie szklanych oliwek gwarantują bezpieczne i szczelne podłączenie przewodów chłodzących. Nasadka wyposażona jest w dwa gniazda NS 14/23, przeznaczone **do montażu termometrów o długości 55 mm**, co pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury w różnych punktach układu. Dzięki temu możliwe jest dokładne monitorowanie procesu destylacji i uzyskanie powtarzalnych wyników. Każdy wariant nasadki sprzedawany jest pojedynczo.