



Nasadki destylacyjne Claisena z chłodnicą Liebiga i złączem GL14



Nasadki destylacyjne wg Claisena z chłodnicą Liebiga i prostym wylotem, wykonane ze szkła DURAN[®]. Wyposażone w gwint GL14 do podłączenia wody oraz dwa gniazda NS 14/23 na termometry o długości zabudowy 55 mm. Dostępne w różnych wariantach stożków i długości płaszcz, zapewniają skuteczne chłodzenie w procesach destylacyjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6256	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	GL14	160 mm	60 cm ²
	G-6257	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	GL14	250 mm	100 cm ²
	G-6258	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	GL14	250 mm	130 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne wg Claisena, wyposażone w chłodnicę Liebiga z prostym wylotem, przeznaczone do klasycznych układów destylacyjnych. Przyłącze wody wykonane w standardzie DIN z **gwintem GL14** zapewnia łatwe i szczelne podłączenie. Element posiada **dwa gniazda NS 14/23** umożliwiające montaż termometrów o **długości 55 mm**, co pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury podczas procesu.

Całość wykonana jest z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN[®], odpornego na działanie czynników chemicznych i termicznych, gwarantującego trwałość oraz bezpieczeństwo pracy. Dostępne są różne warianty stożków NS (14/23 i 29/32), długości płaszcz (160–250 mm) oraz powierzchni chłodzenia (60–130 mm²).