



Nasadki do destylacji próżniowej Claisena z chłodnicą Liebiga i oliwkami



Nasadki destylacyjne wg Claisena z chłodnicą Liebiga i prostym wylotem, zgodne z DIN 12594. Wyposażone w przyłącza wody i próżni z oliwkami oraz dwa gniazda NS 14/23 na termometry o długości zabudowy 55 mm. Wykonane ze szkła DURAN[®], dostępne w różnych wariantach stożków i długości płaszczu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6261	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	oliwka szklana	160 mm	60 cm ²
	G-6263	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	oliwka szklana	250 mm	130 cm ²
	G-6264	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	oliwka szklana	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne wg Claisena, zgodne z normą DIN 12594, wyposażone w chłodnicę Liebiga z prostym wylotem. Element posiada przyłącza wody i próżni zakończone oliwkami, umożliwiające bezpieczne podłączenie węży laboratoryjnych. **Dwa gniazda NS 14/23 pozwalają na montaż termometrów o długości 55 mm**, co zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury podczas destylacji.

Całość wykonana jest z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN[®], odpornego na działanie czynników chemicznych i termicznych. **Nasadki dostępne są w różnych wariantach stożków NS (14/23 i 29/32), długości płaszczu (160-400 mm) oraz powierzchni chłodzenia (60-210 mm²).**