



Nasadki destylacyjne Claisena, z chłodnicą Liebiga, adapterem próżniowym i złączami GL



Nasadki destylacyjne wg Claisena, wykonane ze szkła DURAN[®], wyposażone w chłodnicę Liebiga i adapter próżniowy. Gwinty GL 14 i GL 18 zapewniają szczelne podłączenie, a gniazda NS 14/23 umożliwiają montaż termometrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przylącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6266	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	GL14 i GL18	160 mm	60 cm ²
	G-6267	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 14/23	GL14 i GL18	250 mm	100 cm ²
	G-6268	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	GL14 i GL18	250 mm	130 cm ²
	G-6269	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	2 x 14/23	2 x NS 29/32	GL14 i GL18	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne zgodne z DIN 12594, **wyposażone w chłodnicę Liebiga oraz głowicę Claisena z adapterem próżniowym**. Połączenia gwintowe **GL 14 (do wody) i GL 18 (do próżni)** zapewniają szczelne i bezpieczne podłączenie. Dwa gniazda NS 14/23 umożliwiają montaż **termometrów o długości 55 mm**, co pozwala na precyzyjną kontrolę procesu destylacji. Elementy wykonane są z wysokiej jakości szkła DURAN[®], odpornego na działanie czynników chemicznych i termicznych, gwarantującego trwałość oraz niezawodność w pracy laboratoryjnej.

Nasadki dostępne są w różnych **wariantach długości płaszcz (160-400 mm) i powierzchni chłodzenia (60-210 mm²)**, pakowane pojedynczo.