



Nasadki destylacyjne proste z bocznym szlifem męskim



Szklana nasadka destylacyjna z jednym gniazdem na termometr NS 14/23 oraz dwoma szlifami męskimi NS, wykonana ze szkła DURAN[®], do termometrów o długości 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Szlif boczny
	G-6441	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN prosta	NS 14/23	NS 14/23	NS 14/23
	G-6442	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN prosta	NS 14/23	NS 19/26	NS 19/26
	G-6443	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN prosta	NS 14/23	NS 24/29	NS 19/26
	G-6444	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN prosta	NS 14/23	NS 24/29	NS 24/29
	G-6445	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN prosta	NS 14/23	NS 29/32	NS 29/32

Opis

Nasadka destylacyjna wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN[®], przeznaczona do klasycznych i precyzyjnych procesów destylacji laboratoryjnej. Produkt jest zgodny z normą DIN 12594 (dla wariantów nasadek o jednakowym szlifach zewnętrznych) i wyposażony w jedno gniazdo na termometr ze szlifem NS 14/23 oraz dwa szlify stożkowe NS: jeden pionowy oraz jeden skośny.

Skośny szlif o kącie 75° zapewnia prawidłowy spływ destylatu oraz kompatybilność z typowymi chłodnicami laboratoryjnymi. Nasadka jest przystosowana do **termometrów destylacyjnych o długości 55 mm**. Dostępność kilku wariantów rozmiarów szlifów umożliwia dopasowanie produktu do różnych konfiguracji aparatury szklanej stosowanej w laboratoriach chemicznych, analitycznych, farmaceutycznych oraz badawczych.