



Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - o poj. 100 ml - 2 l - Vitlab



Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 125 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie oraz do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr.zew.	Wysokość	Szt./Op.
	N-6502	Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka	100 ml	GL32	55 mm	96 mm	20 szt.
	N-6503	Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - o poj. 100 ml - 2 l - Vitlab	250 ml	GL45	73 mm	132 mm	20 szt.
	N-6504	Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - o poj. 100 ml - 2 l - Vitlab	500 ml	GL45	87 mm	172 mm	10 szt.
	N-6505	Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - o poj. 100 ml - 2 l - Vitlab	1000 ml	GL63	108 mm	204 mm	10 szt.
	N-6506	Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - o poj. 100 ml - 2 l - Vitlab	2000 ml	GL63	131 mm	243 mm	6 szt.

Opis

Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 125 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie oraz do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.