



Fartuchy laboratoryjne damskie z mankietami

FOR MY LAB
neoLab[®]

Damski fartuch laboratoryjny z praktycznymi rękawami oraz kołnierzem. Wąski krój. Wykonany w 100% z bawełny. Długość całkowita wynosi około 105 cm. Jedna kieszeń na wysokości piersi po lewej stronie, dwie boczne kieszenie na wysokości talii. Nadaje się do prania w 96°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość	Rozmiar
	4-1480	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	36
	4-1481	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	38
	4-1482	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	40
	4-1483	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	42
	4-1484	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	44
	4-1485	Fartuch laboratoryjny damski z mankietami	biały	105 cm	46

Opis

Damski fartuch laboratoryjny z praktycznymi rękawami oraz kołnierzem. Wąski krój. Wykonany w 100% z bawełny. Długość całkowita wynosi około 105 cm. Jedna kieszeń na wysokości piersi po lewej stronie, dwie boczne kieszenie na wysokości talii. Nadaje się do prania w 96°C.

Kolor: biały.