



Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka - o poj. 30 ml - 1 l

NALGENE[®]

Butle z PPCO z nakrętką z PP – szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 121 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie. Szczelna nakrętka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr. zew. / wew.	Wysokość	Szt./Op.
	N-6507	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	30 ml	28 mm	34 mm / 21 mm	63 mm	12 szt.
	N-6508	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	60 ml	28 mm	39 mm / 21 mm	86 mm	12 szt.
	N-6509	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	125 ml	38 mm	50 mm / 28 mm	99 mm	12 szt.
	N-6510	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	250 ml	43 mm	61 mm / 33 mm	131 mm	12 szt.
	N-6511	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	500 ml	53 mm	73 mm / 44 mm	168 mm	12 szt.
	N-6512	Butle z PPCO z nakrętką z PP - szeroka szyjka	1000 ml	63 mm	91 mm / 53 mm	199 mm	6 szt.

Opis

Butle z PPCO z nakrętką z PP – szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 121 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie. Szczelna nakrętka.