



Pojemnik na odczynniki do epMotion[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pojemnik na odczynniki o niskiej objętości martwej z jedną studzienką podzieloną na 96 zagłębień – przeznaczony m.in. do urządzenia epMotion[®] 96 Flex. Wykonany z polipropylenu (PP), o pojemności 195 l, w jakości PCR clean. Stożkowy kształt pojemnika umożliwia całkowite pobranie reagentów, minimalizując objętość resztkową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Nr producenta
-----------	---------	-------	-----------	----------	---------------

Opis

Pojemnik na odczynniki o niskiej objętości martwej został zaprojektowany z myślą o aplikacjach wymagających precyzyjnego dozowania oraz minimalizacji strat reagentów. Jedna studzienka podzielona na 96 zagłębień umożliwia wygodne operowanie w formacie mikroplótkowym, wspierając pracę z dużymi seriami pipetowania. Stożkowy kształt pojemnika zapewnia całkowite pobranie reagentów, skutecznie ograniczając objętość resztkową.

Pojemnik wykonano z **polipropylenu (PP)**, posiada **pojemność 195 ml** i spełnia standard **PCR clean**. Pojemnik może być stosowany z urządzeniem epMotion[®] 96 Flex. Zakres dostawy obejmuje **4 zestawy po 5 sztuk**.