



## Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason - o poj. 500 ml - 3 l - Nalgene

NALGENE<sup>®</sup>

Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Butelki mają szyjkę szerokości 70 mm, które pasują do urządzeń lub zamknięć z typu Mason.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                              | Pojemność | Gwint | Śr.zew. / wew. | Wysokość | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|----------|----------|
|    | B-6513  | Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason | 500 ml    | 70 mm | 75 mm / 61 mm  | 175 mm   | 1 szt.   |
|   | B-6514  | Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason | 1000 ml   | 70 mm | 94 mm / 61 mm  | 213 mm   | 1 szt.   |
|  | B-6515  | Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason | 2000 ml   | 70 mm | 120 mm / 61 mm | 244 mm   | 1 szt.   |
|  | B-6516  | Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason | 3000 ml   | 70 mm | 155 mm / 61 mm | 246 mm   | 1 szt.   |

### Opis

Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonałe do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Butelki mają szyjkę szerokości 70 mm, które pasują do urządzeń lub zamknięć z typu Mason. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 121 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie. Szczelna nakrętka.