





Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion - Eppendorf Quality



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Eppendorf Quality do systemów epMotion[®], bez filtra, z kolorystycznie oznaczonymi tackami i automatycznym rozpoznawaniem typu końcówki przez czujnik optyczny. Dostępne w objętościach 10–1000 µl, pakowane po 10 statywów x 96 sztuk (960 szt. łącznie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5800	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	0,2-10 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.383
	K-5801	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	1-50 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.405
	K-5802	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	20-300 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.448
	K-5803	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	40-1000 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.480

Opis

Końcówki Eppendorf Quality do systemów epMotion[®] zapewniają wysoką powtarzalność dozowania i pełną zgodność z platformą. Tacki oznaczone kodem barwnym ułatwiają szybką identyfikację objętości, a czujnik optyczny urządzenia automatycznie rozpoznaje rodzaj końcówki, co minimalizuje ryzyko błędów podczas pracy. Końcówki są dostępne **w zakresach objętości 10-1000 µl**, w wersji bez filtra, pakowane w zestawach 960 sztuk (10 statywów x 96 końcówek).

Produkt przeznaczony wyłącznie do epMotion[®], zgodny ze standardem Eppendorf Quality. Końcówki umieszczone w wytrzymałych statywach (system Rack), zapewniających wysoką precyzję, wygodę pracy oraz łatwą integrację z systemami automatyki laboratoryjnej.