



Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion Reload System - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Eppendorf Quality ACT do systemów epMotion[®], bez filtra, w tackach z kodem barwnym i w blistrach PET. Reload system z aluminiowym statywem ogranicza odpady o 40%. Pakowane w zestawy po 24 tacki x 96 końcówek (2 304 szt. łącznie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5810	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion Reload System	0,2-10 µl	Eppendorf Quality	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.545
	K-5811	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion Reload System	1-50 µl	Eppendorf Quality	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.421
	K-5812	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion Reload System	5-300 µl	Eppendorf Quality	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.464
	K-5813	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion Reload System	10-1000 µl	Eppendorf Quality	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.502

Opis

Końcówki Eppendorf Quality ACT do automatycznych systemów epMotion[®] są dostarczane w blistrach PET ze szczelną pokrywką, która chroni jakość produktu do momentu użycia. Tacki oznaczone kodem barwnym ułatwiają szybką identyfikację objętości, a kompatybilność z epMotion[®] gwarantuje pełną zgodność z systemem. Reload system z aluminiowym, autoklawowalnym statywem pozwala **zmniejszyć liczbę wyrzucanych pudełek na końcówki nawet o 40%**, wspierając **zrównoważoną pracę** w laboratorium. Produkt posiada **oznaczenie ACT** – certyfikację My Green Lab potwierdzającą ich profil środowiskowy. Wersja bez filtra, pakowana w zestaw 2 304 końcówek (24 tacki x 96 sztuk), zapewnia wysoką jakość i powtarzalność dozowania zgodnie ze standardem Eppendorf Quality. System Reload Eppendorf umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie racków nowymi tackami z końcówkami epT.I.P.S. Motion, co ogranicza ilość odpadów, obniża koszty eksploatacji oraz usprawnia codzienną pracę w laboratorium.