



Końcówki epT.I.P.S.® Motion SafeRack - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki epT.I.P.S.® Motion w jakości Eppendorf Quality, bez filtra, w statywach do epMotion. Kod barwny i optyczna identyfikacja końcówek zapewniają szybkie rozpoznanie objętości i pełną kompatybilność z systemem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5819	Końcówki epT.I.P.S.® Motion SafeRack	1-50 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.600
	K-5820	Końcówki epT.I.P.S.® Motion SafeRack	20-300 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.626
	K-5821	Końcówki epT.I.P.S.® Motion SafeRack	40-1000 µl	Eppendorf Quality	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.642

Opis

Końcówki epT.I.P.S.® Motion w jakości **Eppendorf Quality** zostały zaprojektowane do precyzyjnej i powtarzalnej pracy w automatycznych systemach epMotion®. **Podwójny pierścień uszczelniający typu O** gwarantuje stabilne dopasowanie narzędzia dozującego, a **czujnik optyczny** automatycznie identyfikuje rodzaj końcówki, eliminując ryzyko błędnej konfiguracji.

Kod barwny tacek ułatwia natychmiastową identyfikację objętości. Końcówki dostępne są w wersji **bez filtra**, w standardzie jakości **Eppendorf Quality**, zapewniając niezawodne dozowanie w rutynowych aplikacjach. Każdy zestaw zawiera **960 końcówek** w układzie **10 statywów x 96 sztuk**, przeznaczonych wyłącznie do automatycznych systemów obsługi cieczy epMotion®. System epT.I.P.S. Motion SafeRack Eppendorf to rodzaj wytrzymałych, wielokrotnego użycia statywów do końcówek, które zapewniają stabilne, uporządkowane i bezpieczne przechowywanie końcówek w automatycznych systemach pipetujących epMotion.