



Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion - sterylne

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Sterylnie końcówki epT.I.P.S.[®] Motion w statywach do epMotion[®], bez filtra. Tacki z kodem barwnym i optyczna identyfikacja końcówki zapewniają szybkie rozpoznanie objętości i pełną kompatybilność z systemem. W zestawie znajduje się 10 statywów po 96 sztuk (łącznie 960 końcówek).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5827	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	0,2-10 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 015.185
	K-5828	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	1-50 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 015.207
	K-5829	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	20-300 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 015.223
	K-5830	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	40-1000 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 015.240

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion w statywach do systemów epMotion[®] zapewniają precyzyjne dozowanie i niezawodną pracę w aplikacjach laboratoryjnych. **Czujnik optyczny** automatycznie rozpoznaje rodzaj końcówki, co gwarantuje prawidłowe parametry pipetowania i eliminuje ryzyko błędnej konfiguracji. **Kod barwny tacek** ułatwia natychmiastową identyfikację objętości, przyspieszając i ułatwiając pracę i obsługę.

Końcówki są dostępne w wersji **bez filtra**, w jakości **sterile**, co zapewnia czyste i bezpieczne dozowanie w procedurach wymagających sterylności. Każdy zestaw zawiera **960 końcówek** w układzie **10 statywów x 96 sztuk**, przeznaczonych wyłącznie do systemów obsługi cieczy epMotion[®].

System epT.I.P.S. Motion w wersji SafeRack Eppendorf to sterylne pakowane końcówki do pipet umieszczone w wytrzymałych statywach, które umożliwiają ograniczenie ryzyka kontaminacji oraz wygodne i precyzyjne użycie w zautomatyzowanych systemach pipetujących epMotion.