



Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion z filtrem - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Sterylnie końcówki epT.I.P.S.[®] Motion z filtrem, w statywach do epMotion[®]. Kod barwny i optyczna identyfikacja końcówek zapewniają szybkie rozpoznanie i pełną kompatybilność z systemem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5836	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	0,2-10 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.391
	K-5837	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	1-50 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.413
	K-5838	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	20-300 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.456
	K-5839	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion	40-1000 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.499

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion w statywach do automatycznych systemów epMotion[®] zapewniają precyzyjną i bezpieczną pracę dzięki wbudowanemu czujnikowi optycznemu, który automatycznie rozpoznaje typ końcówki. Kod barwny tacek ułatwia natychmiastową identyfikację objętości, co przyspiesza obsługę i minimalizuje ryzyko pomyłek.

Końcówki są dostępne w wersji z filtrem, w jakości PCR clean, co zapewnia ochronę przed aerozolami i kontaminacją. Każdy zestaw zawiera **960 końcówek w układzie 10 statywów x 96 sztuk**, przeznaczonych wyłącznie do pracy z systemami epMotion[®].

System epT.I.P.S. Motion Eppendorf PCR clean to końcówki przeznaczone do systemów epMotion, umieszczone w specjalnych statywach zapewniających wysoką czystość i precyzję pracy w aplikacjach automatycznych.