



Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System - z filtrem - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki epT.I.P.S.® Motion w systemie Reload, z filtrem i w standardzie PCR clean. Tacki z kodem barwnym, blistry PET oraz autoklawowalny aluminiowy statyw ograniczają odpady o 40%. Certyfikat ACT potwierdza zrównoważoną produkcję. Kompatybilne wyłącznie z epMotion.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5845	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	0,2-10 µl	PCR Clean	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.553
	K-5846	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	0,5-50 µl	PCR Clean	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.430
	K-5847	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	5-300 µl	PCR Clean	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.472
	K-5848	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	10-1000 µl	PCR Clean	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.510

Opis

Końcówki **epT.I.P.S.® Motion Reload System** to rozwiązanie stworzone dla automatycznych systemów epMotion®, łączące wygodę pracy, wysoką jakość dozowania i dbałość o środowisko. Każdy zestaw dostarczany jest w **blistrach PET ze szczelną pokrywką**, która chroni sterylność i integralność końcówek. **Tacki oznaczone kodem barwnym** ułatwiają szybkie rozpoznanie objętości, a aluminiowy, autoklawowalny statyw pozwala wielokrotnie wykorzystywać ten sam uchwyt, redukując **liczbę wyrzucanych pudełek nawet o 40%**.

Końcówki są dostępne w wersjach **z filtrem**, w jakości **PCR clean**, co zapewnia ochronę przed aerozolami i kontaminacją. Produkty posiadają certyfikat **ACT** przyznawany przez My Green Lab, potwierdzający ich niski wpływ środowiskowy.

epT.I.P.S. Motion w systemie Reload Eppendorf to końcówki do pipet w wymiennych tackach, umożliwiające szybkie i wygodne uzupełnianie statywów przy zachowaniu wysokiej czystości i kompatybilności z epMotion.