



Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion SafeRack - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Sterylnie końcówki epT.I.P.S.[®] Motion z filtrem, w statywach do epMotion[®]. Kod barwny, podwójny pierścień uszczelniający i optyczna identyfikacja końcówki zapewniają precyzję dozowania oraz ułatwiają pracę. Dostępne w standardzie PCR clean.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5854	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion SafeRack	1-50 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.618
	K-5855	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion SafeRack	20-300 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.634
	K-5856	Końcówki epT.I.P.S. [®] Motion SafeRack	40-1000 µl	PCR Clean	10 x 96 szt.	960 szt.	0030 014.650

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] Motion w statywach do systemów epMotion[®] zapewniają wysoką precyzję dozowania dzięki podwójnemu pierścieniowi uszczelniającemu typu O, który gwarantuje stabilne i powtarzalne dopasowanie narzędzia dozującego. Zintegrowany czujnik optyczny automatycznie rozpoznaje typ końcówki, a kod barwny ułatwia identyfikację objętości podczas pracy.

Końcówki **są dostępne w wersji z filtrem, w jakości PCR clean**, co minimalizuje ryzyko kontaminacji i zapewnia bezpieczeństwo pracy z próbkami wrażliwymi. epT.I.P.S. Motion w systemie SafeRack Eppendorf to końcówki umieszczone w specjalnych, podzielonych statywach, które zapewniają wysoką ochronę przed kontaminacją oraz precyzyjną i bezpieczną pracę w systemach epMotion.