



Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System - z filtrem - PCR Clean i sterylne

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki epT.I.P.S.® Motion w systemie Reload, z filtrem, w standardzie PCR clean i sterylne. Kompatybilne wyłącznie z systemami epMotion®. Dostarczane w tackach do przeładowania z aluminiowym, autoklawowalnym statywem, redukującym zużycie plastiku o 40%. Certyfikowane ACT przez My Green Lab.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowanie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5871	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	0,2-10 µl	PCR Clean/Sterile	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.561
	K-5872	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	1-50 µl	PCR Clean/Sterile	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.529
	K-5873	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	20-300 µl	PCR Clean/Sterile	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.537
	K-5874	Końcówki epT.I.P.S.® Motion Reload System	40-1000 µl	PCR Clean/Sterile	24 x 96 szt.	2304 szt.	0030 014.570

Opis

epT.I.P.S.® Motion Reload System to wysokiej jakości końcówki do automatycznych systemów pipetujących epMotion®, oferowane w wygodnym formacie przeładowywania. Każdy zestaw zawiera tacki z końcówkami w blistrach PET ze szczelną pokrywką chroniącą sterylność produktu. Kolorowe oznaczenia tacki ułatwiają szybkie rozpoznanie objętości, a aluminiowy, autoklawowalny statyw pozwala wielokrotnie wykorzystywać ten sam uchwyt, **ograniczając liczbę wyrzucanych pudełek nawet o 40%**.

Końcówki są dostępne w wersji z filtrem, w jakości PCR clean i sterylnej. Produkty posiadają certyfikat ACT przyznawany przez My Green Lab, potwierdzający ich niski wpływ środowiskowy. Przeznaczone wyłącznie do pracy z automatycznymi systemami epMotion®, gwarantują precyzyjne i powtarzalne dozowanie oraz pełną kompatybilność z platformą. Reload System Eppendorf to końcówki do pipet w wymiennych tackach, które pozwalają szybko uzupełniać system przy zachowaniu wysokiej czystości i dokładności pracy.