



Rękawice lateksowe comfort[®] powdered - pudrowane

MERCATOR MEDICAL

Pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, barierowością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Gładka powierzchnia zewnętrzna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	P-4011	Rękawice lateksowe comfort [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	XS	100 szt.
	P-4012	Rękawice lateksowe comfort [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	S	100 szt.
	P-4013	Rękawice lateksowe comfort [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	M	100 szt.
	P-4014	Rękawice lateksowe comfort [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	L	100 szt.
	P-4015	Rękawice lateksowe comfort [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	XL	100 szt.

Opis

Pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, barierowością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Gładka powierzchnia zewnętrzna. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Rękawice comfort[®] powdered posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 120 x 240 x 70 mm.

Kolor: kremowe.