



Sterylnie butelki na pożywki - o poj. 30 ml - 2 l

NALGENE[®]

Kwadratowe butelki firmy Nalgene, wykonane z PETG, z zakrętką z HDPE. Sterylnie, przeźroczyste. Szczelne, o niskiej przenikalności dla CO₂ i O₂. Niepirogenne. Wokół zakrętki i szyjki butelki umieszczona jest taśma termokurczliwa, zapewniająca sterylność (dopóki nie zostanie naruszona).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	B-4012	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	30 ml	38 x 38 x 63 mm	24 szt.
	B-4013	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	60 ml	41 x 41 x 82 mm	24 szt.
	B-4014	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	125 ml	52 x 52 x 108 mm	24 szt.
	B-4015	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	250 ml	58 x 58 x 147 mm	24 szt.
	B-4016	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	500 ml	73 x 73 x 177 mm	12 szt.
	B-4017	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	1000 ml	93 x 93 x 218 mm	12 szt.
	B-4018	Sterylnie butelki na pożywki z PETG, kwadratowe	2000 ml	116 x 116 x 270 mm	6 szt.

Opis

Kwadratowe butelki firmy Nalgene, wykonane z PETG, z zakrętką z HDPE. Sterylnie, przeźroczyste. Szczelne, o niskiej przenikalności dla CO₂ i O₂. Niepirogenne. Wokół zakrętki i szyjki butelki umieszczona jest taśma termokurczliwa, zapewniająca sterylność (dopóki nie zostanie naruszona).

Butelki o poj. 2 l posiadają profilowane uchwyty, zwiększające wygodę użytkowania.

Zakres temp. użytkowania: od -40°C do +70°C.

Produkt w promocyjnej cenie ma przekroczony termin ważności.