



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> sterile - bezpudrowe - sterylne

MERCATORMEDICAL

**Sterylnie**, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Stopień czystości	Szt./Op.
	P-4272	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	sterylny	50 par
	P-4273	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	sterylny	50 par
	P-4274	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	sterylny	50 par
	P-4275	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	sterylny	50 par

### Opis

**Sterylnie**, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Każda para pakowana indywidualnie.

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> sterile posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 180 x 240 x 130 mm.

**Kolor:** niebieskie.