



Zestaw odważników w plastikowym etui - 17 częściowy

Zestaw odważników w plastikowym etui do precyzyjnej kalibracji wag. Wzorce stosowane są do sprawdzania i kalibracji wag analitycznych i laboratoryjnych. Odważniki nie zawierają certyfikatu. Zestaw zawiera pincetę oraz 17 odważników.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres mas	W zestawie
	L-1490	Zestaw odważników w plastikowym etui - 17 częściowy	10 mg + 100 g	17 szt.

Opis

Zestaw odważników w plastikowym etui do precyzyjnej kalibracji wag. Wzorce stosowane są do sprawdzania i kalibracji wag analitycznych i laboratoryjnych. Odważniki nie zawierają certyfikatu. Zestaw zawiera pincetę oraz 17 odważników:

- 1 x 100 g,
- 1 x 50 g,
- 2 x 20 g,
- 1 x 10 g,
- 1 x 5 g,
- 2 x 2 g,
- 1 x 1 g,
- 1 x 500 mg,
- 2 x 200 mg,
- 1 x 100 mg,
- 1 x 50 mg,
- 2 x 20 mg,
- 1 x 10 mg.

Dopuszczalny błąd: +/- 0,003 g.