



Butelki do filtratów do systemów filtracji próżniowej Rapid-Flow - o poj. 150 ml - 1 l

NALGENE[®]

Butelki te służą do przechowywania sterylnych roztworów. Sterylizowane promieniami gamma, są gotowe do użycia po rozpakowaniu. Butelki wykonane z polistyrenu a zakrętki z polietylenu. Są wolne od pirogenów i nie są cytotoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Poj. butelki	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-2127	Butelki do próżniowych systemów do filtracji Rapid-Flow	GL45	150 ml	sterylny	24 szt.
	B-2128	Butelki do próżniowych systemów do filtracji Rapid-Flow	GL45	250 ml	sterylny	24 szt.
	B-2129	Butelki do próżniowych systemów do filtracji Rapid-Flow	GL45	500 ml	sterylny	12 szt.
	B-2130	Butelki do próżniowych systemów do filtracji Rapid-Flow	GL45	1000 ml	sterylny	12 szt.

Opis

Butelki te służą do przechowywania sterylnych roztworów. Sterylizowane promieniami gamma, są gotowe do użycia po rozpakowaniu. Butelki wykonane z polistyrenu a zakrętki z polietylenu. Są wolne od pirogenów i nie są cytotoksyczne.