



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa 591

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 591 to grube, bardzo chłonne filtry celulozowe o retencji 7-12 µm, przeznaczone do szybkiej filtracji średnich i gruboziarnistych osadów w analizach jakościowych. Zapewniają wysoką pojemność zatrzymywania cząstek, dużą wytrzymałość na mokro i sprawne oczyszczanie roztworów w rutynowych procedurach laboratoryjnych. Pakowane po 250 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7690	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	580 x 580 mm	591	250 szt.	10311387

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 591

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] (Cytiva) klasy 591 to wysokiej jakości bibuły celulozowe przeznaczone do **szybkiej filtracji średnich i gruboziarnistych osadów**. Stanowią standardowy wybór w **technikach jakościowych**, w których celem jest identyfikacja i oznaczanie materiałów, a proces filtracji musi przebiegać sprawnie i bez zatykania struktury filtra. Dzięki zwiększonej grubości oraz bardzo dużej pojemności zatrzymywania cząstek bibuły te umożliwiają efektywne oddzielanie osadów takich jak średnie i grube frakcje strąceniowe, zapewniając jednocześnie wysoką chłonność i podwyższoną wytrzymałość na mokro.

Klasa 591 charakteryzuje się zakresem retencji 7-12 µm, co pozwala na szybkie filtrowanie próbek zawierających większe cząstki bez utraty jakości separacji. Bibuły te są szczególnie przydatne w rutynowych procedurach laboratoryjnych, w analizach wymagających szybkiego oczyszczania roztworów oraz w sytuacjach, w których ważna jest duża wydajność filtracji.

W ofercie dostępne są bibuły tej klasy w formacie arkuszy o wymiarach 580 x 580 mm.

Dane techniczne

Parametr Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman[™]

Nr-art.	F-7690
---------	--------

Parametr Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™

Wymiary	580 x 580 mm
Klasa	591
Materiał	celuloza
Szt./Op.	250 szt.