



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa 595

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 595 to cienkie, celulozowe filtry przeznaczone do rutynowych analiz, szczególnie przy separacji cząstek z ekstraktów spożywczych oraz trawionych próbek środowiskowych. Zapewniają średnio szybki przepływ, stabilną strukturę i retencję około 7 µm, co umożliwia skuteczne zatrzymywanie drobnych i średnich cząstek. Dzięki wysokiej chłonności i powtarzalności wyników są chętnie stosowane w laboratoriach różnych branż. Pakowane po 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7699	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	580 x 580 mm	595	500 szt.	10311687

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 595

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 595 są stosowane w wielu rutynowych analizach laboratoryjnych. Bibuła filtracyjna klasy 595 sprawdza się przy **oddzielaniu cząstek z ekstraktów spożywczych oraz przy filtracji stałych pozostałości** z trawionych próbek środowiskowych przygotowywanych do **analiz ICP/AAS**.

Filtry bibułowe klasy 595 cechuje średnio szybki przepływ, retencja około **7 µm** i zdolność zatrzymywania cząstek od średnich do drobnych. Dzięki stabilnej strukturze i dobrej chłonności zapewnia powtarzalne wyniki.

Produkt oferowany jest w formacie arkuszy o wymiarach 580 x 580 mm.

Dane techniczne

Parametr	Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman [™]
Nr-art.	F-7699
Wymiary	580 x 580 mm
Klasa	klasa 595

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Materiał	celuloza
Szt./Op.	500 szt.
Gramatura	68 g/m ²
Klasa (2)	595
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	7 µm
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 80 s
Typowa grubość	150 µm
Zawartość celulozy alfa min.	98%