



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa 597

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 597 to filtry wytrzymałe na mokro przeznaczone do rutynowych analiz, m.in. w badaniach żywności i analizie piwa. Zapewniają skuteczne zatrzymywanie cząstek średnich i drobnych, nie wprowadzając istotnych zanieczyszczeń do filtratu, choć nie są zalecane do oznaczeń Kjeldahla. Dostępne w opakowaniach po 100 lub 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7721	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	580 x 580 mm	597	500 szt.	10311887
	F-7722	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	580 x 580 mm	597	100 szt.	10311897

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] (Cytiva) klasy 597

Bibuły filtracyjne Whatman[™] są stosowane w **wielu normach i procedurach** (m.in. przy oznaczaniu aflatoksyn w paszach - BS 5766-7 oraz rtęci w osadach - EPA 105).

Filtry klasy 597 znajdują zastosowanie w rutynowych analizach w różnych branżach, m.in. w badaniach żywności (np. oznaczanie zawartości tłuszczu) oraz do **usuwania dwutlenku węgla** i zmętnienia z napojów podczas analizy piwa.

Bibuły są **wyjątkowo wytrzymałe na mokro** dzięki niewielkiej ilości chemicznie stabilnej żywicy. W typowych analizach jakościowych nie wprowadza ona istotnych zanieczyszczeń do filtratu, jednak ze względu na zawartość azotu **nie należy stosować tych filtrów w oznaczeniach Kjeldahla**.

Dostępne warianty produktów

W ofercie proponowane są bibuły w formacie arkuszy o wymiarach **580 x 580 mm**.

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-7721	F-7722
Wymiary	580 x 580 mm (23 x 23 cali)	
Klasa	klasa 597	
Szt./Op.	500 szt.	100 szt.
Gramatura	80 g/m ²	
Materiał	celuloza	
Typ klasy	wzmocniona na mokro	
Typowa grubość	205 µm	
Zawartość celulozy alfa min.	98%	