



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa 0858

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne klasy 0858 Whatman[™] (Cytiva) to uniwersalne filtry o średniej retencji i średniej szybkości przepływu, wyposażone w ziarnistą powierzchnię, idealne do filtracji ekstraktów, olejów, piwa, syropów oraz innych cieczy o różnej lepkości. Wykonane z wysoko oczyszczonej celulozy, sprawdzają się w laboratoriach i procesach przemysłowych, w tym w prasach filtracyjnych, systemach zasysania cieczy oraz przy oczyszczaniu kąpieli galwanicznych. Pakowane po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8370	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	1060 x 560 mm	858	100 szt.	10390046

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 0858

Bibuły filtracyjne o średniej retencji i średniej szybkości przepływu, wyposażone w charakterystyczną **ziarnistą powierzchnię**, stanowią uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dzięki swojej konstrukcji **doskonale sprawdzają się przy filtracji ekstraktów, olejów, piwa, syropów oraz innych cieczy o zróżnicowanej lepkości**. Są chętnie stosowane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak i w zakładach produkcyjnych, gdzie liczy się powtarzalność, stabilność i efektywność procesu filtracji.

Bibuły klasy 0858 mogą być używane w prasach filtracyjnych oraz w systemach opartych na zasysaniu cieczy, co dodatkowo zwiększa ich wszechstronność. **Skutecznie zatrzymują cząstki stałe, jednocześnie zapewniając płynny i niezakłócony przepływ filtratu**. Właściwości sprawiają, że znajduje zastosowanie w filtracji napojów, w tym piwa i soków, a także w procesach technologicznych, takich jak oczyszczanie kąpieli galwanicznych czy filtracja olejów technicznych.

Filtry te produkowane są z wysoko oczyszczonej celulozy, co gwarantuje **powtarzalne parametry i bezpieczeństwo stosowania** w procesach wymagających wysokiej czystości.

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 0858 dostępne są w arkuszach o wymiarach 1060 x 560 mm.

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8370
Wymiary	1060 x 560 mm
Klasa	0858
Szt./Op.	100 szt.
Gramatura	75 g/m ²
Materiał	celuloza
Prędkość filtracji (Herzberg)	około 55 s
Właściwości	średnio szybka, ziarnista