



## Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 593<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

**Whatman**<sup>®</sup>

Bibuły filtracyjne Whatman<sup>™</sup> klasy 593<sup>1</sup>/<sub>2</sub> to standardowe filtry celulozowe do zatrzymywania drobnych osadów. Karbowana konstrukcja zwiększa powierzchnię filtracji i pojemność zatrzymywania, a prekarbowana forma usprawnia pracę, eliminując konieczność ręcznego składania. Dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                              | Średnica | Klasa                           | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------|
|           | F-8260  | Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman <sup>™</sup> | 185 mm   | 593 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 100 szt. | 10311447      |
|           | F-8261  | Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman <sup>™</sup> | 240 mm   | 593 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 100 szt. | 10311451      |

### Opis

## Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman<sup>™</sup> klasy 593<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

Bibuły filtracyjne Whatman<sup>™</sup> klasy 593<sup>1</sup>/<sub>2</sub> to standardowe filtry celulozowe przeznaczone do **zatrzymywania drobnych osadów w analizach jakościowych**. Dzięki karbowanej konstrukcji oferują większą powierzchnię filtracji, co zwiększa całkowitą pojemność zatrzymywania i skraca czas pracy w porównaniu z tradycyjnie składanymi filtrami. Ograniczony kontakt bibuły ze ściankami lejka pomaga utrzymać **stabilny przepływ**, a prekarbowana forma eliminuje konieczność ręcznego składania krążków, co znacząco usprawnia analizy seryjne.

Klasa 593<sup>1</sup>/<sub>2</sub> charakteryzuje się **średnio wolną filtracją** (ok. 450 s wg Herzberga), **zatrzymywaniem cząstek do ok. 5 µm**, typową grubością ok. **170 µm** oraz gramaturą **85 g/m²**. Parametry te sprawiają, że bibuły te dobrze sprawdzają się w procedurach wymagających precyzyjnego oddzielania drobnych osadów przy zachowaniu stabilnego przepływu.

### Dane techniczne

**Parametr****Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

| Nr-art.                              | F-8260              | F-8261 |
|--------------------------------------|---------------------|--------|
| Średnica                             | 185 mm              | 240 mm |
| Klasa                                | klasa 593           |        |
| Szt./Op.                             | 100 szt.            |        |
| Gramatura                            | 85 g/m <sup>2</sup> |        |
| Maksymalna retencja cząstek w cieczy | 5 µm                |        |
| Materiał                             | celuloza            |        |
| Prędkość filtracji (Herzberg)        | 450 s               |        |
| Typowa grubość                       | 170 µm              |        |