



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 594 1/2

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 594 1/2 to prekarbowane filtry celulozowe do zatrzymywania drobnych osadów. Karbowanie zwiększa powierzchnię filtracji, poprawia przepływ i skraca czas pracy, a samonośny kształt ogranicza kontakt z lejkiem. Stosuje się je do filtracji drobnych osadów w analizach jakościowych, zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest szybka i stabilna filtracja. Pakowane po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8265	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	70 mm	594 1/2	100 szt.	10311547

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 594 1/2

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 594 1/2 to prekarbowane **filtry celulozowe** przeznaczone do **zatrzymywania drobnych osadów** w analizach jakościowych. Karbowana konstrukcja zwiększa powierzchnię filtracji i poprawia przepływ, dzięki czemu filtracja przebiega szybciej i wydajniej niż w przypadku filtrów składanych ręcznie. Kształt ogranicza kontakt ze ściankami lejka, stabilizując przepływ i skracając czas pracy. Filtry 594 1/2 **zachowują parametry techniczne płaskich krążków**, oferując jednocześnie większą pojemność zatrzymywania i wygodę użytkowania w rutynowych procedurach laboratoryjnych. Bibuła filtracyjna klasy 594 1/2 ma średnicę 70 mm.

Dane techniczne

Parametr	Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman [™]
Nr-art.	F-8265
Średnica	70 mm
Klasa	594 1/2

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Szt./Op.	100 szt.
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	4 µm
Prędkość filtracji (Herzberg)	800 s
Typowa grubość	150 µm