



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 0790 1/2

Whatman[®]

Bibuła filtracyjna okrągła jakościowa klasy 0790 1/2 Whatman[™] płukana kwasem o bardzo niskiej zawartości popiołu (ok. 0,01%) idealnie nadaje się do oznaczania pierwiastków śladowych, takich jak Mg, Mn, Co, Cu, Mo czy B. Dzięki minimalnej zawartości zanieczyszczeń jest przeznaczona do precyzyjnych analiz gleby, gdzie czystość tła ma kluczowe znaczenie. Bibuły sprzedawane są w opakowaniach po 50 lub po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8365	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	150 mm	0790 1/2	100 szt.	10301645
	F-8366	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	185 mm	0790 1/2	50 szt.	10301647

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 0790 1/2

Bibuła filtracyjna **Whatman[™] klasy 0790 1/2** płukana kwasem, o zawartości popiołu na poziomie około 0,01%, charakteryzuje się **bardzo niską zawartością magnezu i fosforu**, dzięki czemu idealnie nadaje się do **oznaczania pierwiastków śladowych**, takich jak Mg, Mn, Co, Cu, Mo czy B. Jest to **specjalistyczny filtr przeznaczony do precyzyjnych analiz gleby**, w których minimalizacja zanieczyszczeń tła ma kluczowe znaczenie.

Bibuły klasy 0790 1/2 oferowane są w formacie **okrągłym** w dwóch rozmiarach – 150 mm i 185 mm.

Dane techniczne

Parametr

Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman[™]

Nr-art.	F-8365	F-8366
Średnica	150 mm	185 mm

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Klasa	klasa 0790 1/2	
Szt./Op.	100 szt.	50 szt.
Gramatura	84 g/m ²	
Materiał	celuloza	
Prędkość filtracji (Herzberg)	225 s	
Właściwości	niska zawartość magnezu i fosforu	
Zawartość popiołu	0,01%	