



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 2

Whatman[®]

Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 2 są przeznaczone do rutynowych prac, w tym do monitorowania wybranych zanieczyszczeń w atmosferze oraz badań gleby. Typowa retencja cząstek wynosi 8 µm. Bibuły są oferowane jako krążki o średnicach 42,5–385 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7550	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	42,5 mm	100 szt.	1002-042
	F-7551	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	47 mm	100 szt.	1002-047
	F-7552	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	55 mm	100 szt.	1002-055
	F-7553	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	70 mm	100 szt.	1002-070
	F-7554	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	90 mm	100 szt.	1002-090
	F-7556	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	110 mm	100 szt.	1002-110
	F-7557	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	125 mm	100 szt.	1002-125
	F-7558	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	150 mm	100 szt.	1002-150
	F-7559	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™] z certyfikatem IS	2	150 mm	100 szt.	1002-147
	F-7560	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	185 mm	100 szt.	1002-185
	F-7561	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	240 mm	100 szt.	1002-240
	F-7562	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	270 mm	100 szt.	1002-270
	F-7563	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	320 mm	100 szt.	1002-320
	F-7564	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	2	385 mm	100 szt.	1002-385

Opis

Bibuty filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 2 są wykorzystywane w filtracji rutynowej, do monitorowania określonych zanieczyszczeń w powietrzu oraz w badaniach gleby. Krążki są dostępne w średnicach 42,5-385 mm.

Filtracja z użyciem bibuły Whatman™ klasy 2

Typowa retencja cząstek w cieczy to 8 µm, a typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar) osiąga 38 ml/min. Nominalna gramatura wynosi 97 g/m². Nominalna zawartość popiołu to 0,06%.

Dostępne warianty bibuły filtracyjnych jakościowych

Filtry wykazują większą retencję w porównaniu do klasy 1. Wariant **150 mm (F-7559)** jest oferowany także w wersji **certyfikowanej do IS Testing**.

Oferujemy także inne bibuty filtracyjne – klas [1](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [595](#), [597](#), [602 H](#).

Dane techniczne

Parametr	Bibuta filtracyjna jakościowa Whatman™													
Nr-art.	F-7550	F-7551	F-7552	F-7553	F-7554	F-7556	F-7557	F-7558	F-7559	F-7560	F-7561	F-7562	F-7563	F-7564
Klasa	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2	klasa 2
Średnica	42,5 mm	47 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	150 mm	185 mm	240 mm	270 mm	320 mm	385 mm
Szt./Op.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.
Materiał	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza
Nominalna gramatura	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²	97 g/m²
Nominalna grubość	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm	190 µm
Nominalna predkość przepływu powietrza	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²	20 s/100 ml/in²
Nominalna zawartość popiołu	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Typ	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy
Typowa predkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar)	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min	38 ml/min
Typowa retencja cząstek w cieczy	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm	8 µm