



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 597

Whatman[®]

Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 597 są stosowane w wielu rutynowych zastosowaniach analitycznych, m.in. w badaniach żywności (np. oznaczanie zawartości tłuszczu) oraz przy usuwaniu dwutlenku węgla i zmętnienia z napojów (np. w analizie piwa). Maksymalna retencja cząstek w cieczy to 7 µm i są oferowane jako krążki o średnicach 12,7-320 mm. Pakowane po 100 szt. lub 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7710	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	12,7 mm	1000 szt.	10311862
	F-7711	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	45 mm	100 szt.	10311804
	F-7712	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	55 mm	100 szt.	10311807
	F-7713	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	70 mm	100 szt.	10311808
	F-7714	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	90 mm	100 szt.	10311809
	F-7715	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	110 mm	100 szt.	10311810
	F-7716	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	125 mm	100 szt.	10311811
	F-7717	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	150 mm	100 szt.	10311812
	F-7718	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	185 mm	100 szt.	10311814
	F-7719	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	240 mm	100 szt.	10311820
	F-7720	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	597	320 mm	100 szt.	10311822

Opis

Przeznaczenie

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 597 są stosowane w wielu rutynowych zastosowaniach analitycznych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak badania żywności (np. oznaczanie zawartości tłuszczu) oraz usuwanie dwutlenku węgla i zmętnienia z napojów (np. w analizie piwa). **Krążki są dostępne w średnicach 12,7-320 mm.**

Parametry filtracji z bibułami Whatman™ klasy 597

Maksymalna retencja cząstek w cieczy to 7 µm, a prędkość filtracji (Herzberg) – ok. 140 s. Minimalna zawartość celulozy alfa wynosi 98%.

Oferujemy także inne standardowe bibuły filtracyjne okrągłe – klas [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [595](#), [602 H](#).

Dane techniczne

Parametr	Bibula filtracyjna jakościowa Whatman™										
Nr-art.	F-7710	F-7711	F-7712	F-7713	F-7714	F-7715	F-7716	F-7717	F-7718	F-7719	F-7720
Klasa	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597	klasa 597
Średnica	12,7 mm	45 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	320 mm
Szt./Op.	1000 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.
Gramatura	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²	85 g/m ²
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm	7 µm
Prędkość filtracji (Herzberg)	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s	Ok. 140 s
Typ	standardowa	standardowa	standardowa	Standardowy	Standardowy	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa
Typowa grubość	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm	180 µm
Zawartość celulozy alfa min.	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%