



Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep[®]



Membrany Jumbosep[®] Omega[™] marki Pall (Cytiva) do filtrów wirówkowych o różnych MWCO, co ułatwia dobór wariantu do konkretnego procesu ultrafiltracji. Poszczególne wersje są kodowane kolorami: 3K (szary), 10K (niebieski), 30K (czerwony), 100K (bezbarny) oraz 300K (pomarańczowy). Pakowane po 12 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	MWCO	Kod barwny	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8910	Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep [®] Pall	Omega [™]	3K	szary	12 szt.	OD003C65
	F-8911	Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep [®] Pall	Omega [™]	10K	szary	12 szt.	OD010C65
	F-8912	Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep [®] Pall	Omega [™]	30K	czerwony	12 szt.	OD030C65
	F-8913	Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep [®] Pall	Omega [™]	100K	bezbarny	12 szt.	OD100C65
	F-8914	Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep [®] Pall	Omega [™]	300K	pomarańczowy	12 szt.	OD300C65

Opis

Membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep[®] Pall (Cytiva)

Wykonane z modyfikowanego polieterosulfonu, PES. Zostały opracowane do ultrafiltracji w filtrach wirówkowych Jumbosep[®]. Niski poziom wiązań niespecyficznych względem białek pomaga ograniczać straty materiału i wspiera powtarzalność procesu.

Membrany dobiera się według wartości MWCO (3K, 10K, 30K, 100K oraz 300K), aby dopasować je do celu pracy.

Dostępne są również [zestawy startowe filtrów wirówkowych Jumbosep[®] Pall](#) oraz [akcesoria i części zamienne](#).