



Akcesoria do filtrów wirówkowych Jumbosep[®]



Akcesoria do filtrów wirówkowych Jumbosep[®] Pall (Cytiva) obejmują: zbiornik filtratu z korkiem, zbiornik próbki z korkiem oraz insert. Ułatwiają kompletowanie zestawu i wymianę części w trakcie eksploatacji. Produkty są oferowane w opakowaniach 12 szt. (zbiorniki) lub 24 szt. (insert).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8920	Zbiornik filtratu z korkiem Pall	12 szt.	FD001X65
	F-8921	Zbiornik próbki z korkiem Pall	12 szt.	FD002X65
	F-8922	Insert	24 szt.	FD003X65

Opis

Akcesoria do filtrów wirówkowych Jumbosep[®] Pall (Cytiva) pozwalają skompletować zestaw zgodnie z potrzebami laboratorium oraz utrzymać ciągłość pracy w przypadku zużycia lub wymiany poszczególnych części.

Elementy:

- **zbiornik filtratu z korkiem** – element przeznaczony do odbioru filtratu,
- **zbiornik próbki z korkiem** – zbiornik do umieszczenia próbki przed wirowaniem,
- **insert** – element wewnętrzny stosowany w konstrukcji filtra Jumbosep[®] Pall.

Dostępne są również [zestawy startowe filtrów wirówkowych Jumbosep[®]](#) oraz [dodatkowe membrany do filtrów wirówkowych Jumbosep[®]](#).