




**Kriopudełka z PP na próbki - 100-miejscowe - 5 szt.**

**BIOLOGIX**<sup>®</sup>

Kriopudełka odpowiednie dla próbek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml oraz 2,0 ml. Wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbki, a odpowietrzniki minimalizują kondensację.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Kolor	W zestawie	Liczba miejsc
	B-0774	Kriopudełka z PP	52 mm	białe, żółte, czerwone, zielone, niebieskie	5 szt.	100-miejscowe

**Opis**

Kriopudełka odpowiednie dla próbek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml oraz 2,0 ml. Wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbki, a odpowietrzniki minimalizują kondensację.

**Wymiary:** 133 x 133 x 52 mm.

**Zakres temperatur:** od -90°C do 121°C.