



**Kriopudełka kartonowe na próbki - 81- i 100-miejscowe - 5 szt.**

**BIOLOGIX**<sup>®</sup>

Kriopudełka wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury. Wodoodporna powłoka zapewnia pudełkom zwiększoną trwałość. Nadają się do stosowania w fazie gazowej ciekłego azotu. Odpowiednie dla próbek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wysokość	Kolor	Szt./Op.
	B-0355	Kriopudełka kartonowe	81-miejscowe	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.
	B-0356	Kriopudełka kartonowe	100-miejscowe	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.

**Opis**

Kriopudełka wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury. Wodoodporna powłoka zapewnia pudełkom zwiększoną trwałość. Nadają się do stosowania w fazie gazowej ciekłego azotu. Odpowiednie dla próbek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml.

**Wymiary:** 130 x 130 x 52 mm.

**Zakres temperatur:** -196°C do 121°C.