



Multikompresor dla filtrów Mini-UniPrep™ na 8 fiolek

Whatman[®]

Multikompresor Whatman™ Mini-UniPrep™ to urządzenie umożliwiające jednoczesną filtrację ośmiu fiolek, co znacząco przyspiesza przygotowanie próbek i zmniejsza obciążenie dłoni. W zestawie znajduje się jedna niebieska tacka 8-pozycyjna. Fiolki Mini-UniPrep™ mogą być bezpośrednio umieszczane w autosamplerze.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Nr producenta
	F-7330	Multikompresor	-	8 fiolek Mini-UniPrep™	MUPMCPBC8
	F-7331	Zapasowa tacka	Multikompresor dla Mini-UniPrep™ Whatman	8 fiolek Mini-UniPrep™	MUPMCBT8

Opis

Multikompresor Whatman™ w zestawie z jedną tacką na **ośmiem fioletów filtrów bezstrzykawkowych Mini-UniPrep™** to innowacyjne rozwiązanie, które jeszcze bardziej usprawnia proces filtracji. Zdecydowanie przyspiesza filtrację, oszczędza czas i zmniejsza obciążenie dłoni.

Korzyści dla użytkowników multikompresora Whatman™ Mini-UniPrep™

- przyspieszona filtracja – jednoczesne filtrowanie aż ośmiu fiolek,
- fiolki Mini-UniPrep™ mogą być bezpośrednio umieszczane w autosamplerze.

W zestawie znajduje się **jedna niebieska tacka 8-pozycyjna**.

Pod numerem artykułu F-7331 dostępne są dodatkowe tacki, które pozwalają na wygodne wstępne załadowanie do ośmiu fiolek filtracyjnych Mini-UniPrep™.

Dane techniczne

Parametr	Multikompresor dla Mini- UniPrep™	Zapasowa tacka
Nr-art.	F-7330	F-7331
Maksymalna liczba fiolek	8	8
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	330 x 324 x 184 mm	110 x 110 x 45 mm
Kolor	biały/fioletowy	niebieski