



Pipety 12-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™



Pipety 12-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™ łączą wygodę pracy z wysoką precyzją dozowania. Dzięki lekkiej konstrukcji, ergonomicznie zaprojektowanemu uchwyty oraz czytelnemu, czterocyfrowemu licznikowi umożliwiają komfortowe pipetowanie nawet podczas długich serii. Mechanizm wymagający niewielkiej siły nacisku oraz płynna praca tłoka zmniejszają obciążenie dłoni i nadgarstków, podnosząc komfort i efektywność pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-4191	Pipeta 12-kanalowa Corning® Lambda™ EliteTouch™	0,5-10 µl	6061
	B-4192	Pipeta 12-kanalowa Corning® Lambda™ EliteTouch™	5-50 µl	6062
	B-4193	Pipeta 12-kanalowa Corning® Lambda™ EliteTouch™	10-200 µl	6063
	B-4194	Pipeta 12-kanalowa Corning® Lambda™ EliteTouch™	30-300 µl	6064

Opis

Seria pipet wielokanałowych HTL Corning® Lambda™ EliteTouch™ została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalny komfort pracy i najwyższą dokładność pipetowania. To rozwiązania stworzone dla laboratoriów, w których liczą się **ergonomia, powtarzalność i niezawodność. Lekka konstrukcja, dobrze wyprofilowany uchwyt oraz czytelny, 4-cyfrowy licznik** sprawiają, że pipety stabilnie leżą w dłoni i umożliwiają wygodne pipetowanie nawet podczas długich sesji. Modele Lambda™ EliteTouch™ zastępują cenione za ergonomię i trwałość pipety [Discovery Pro](#). Zachowują ich kluczowe zalety, jednocześnie oferując ulepszoną konstrukcję i jeszcze wyższy komfort użytkowania, odpowiadając na aktualne potrzeby nowoczesnych laboratoriów.

Charakterystyka pipet 12-kanalowych HTL z serii Corning® Lambda™ EliteTouch™

Płynna praca tłoka oraz bardzo niskie siły potrzebne do pipetowania skutecznie **zmniejszają obciążenie dłoni i nadgarstków**, ograniczając zmęczenie oraz ryzyko dolegliwości związanych z RSI. Lambda™ EliteTouch™ wyróżnia się również dopracowaną ergonomią: uchwyt wygodnie leży zarówno w lewej, jak i w prawej dłoni. **Regulacja objętości jedną ręką** wraz z automatyczną blokadą zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Czytelny, 4-cyfrowy licznik ułatwia kontrolę parametrów podczas pracy. System „**aktywnych trzonów**” gwarantuje stabilne i szczelne mocowanie końcówek, a specjalna przekładnia wyrzutnika znacząco redukuje siłę potrzebną do ich zrzutu. Pipety można **łatwo skalibrować**

bezpośrednio w laboratorium, dostosowując je do różnych cieczy i procedur. **Wąski trzon** zwiększa kompatybilność z wieloma typami probówek, także wysokimi i wąskimi probówkami 50 ml, co poszerza zakres zastosowań. Cała konstrukcja jest **autoklawowalna i odporna na promieniowanie UV**, dzięki czemu ułatwia sterylizację i chroni próbki przed zanieczyszczeniami.

Wersje 12-kanalowe zaprojektowano z myślą o pracy z płytkami 96-dołkowymi, znacząco przyspieszając pipetowanie w aplikacjach wielodołkowych.

Zakres dostawy

Do każdej pipety dołączono **zestaw kolorowych przycisków**, które pozwalają łatwo oznaczać użytkowników lub zastosowania, zwiększając bezpieczeństwo pracy i ograniczając ryzyko kontaminacji krzyżowej. Każdy model jest **indywidualnie testowany** i dostarczany z certyfikatem potwierdzającym jego niezawodność oraz zgodność z najwyższymi standardami produkcyjnymi.

W sekcji „Pliki do pobrania” znajdują się: instrukcja obsługi, karta katalogowa, tabela kompatybilności końcówek oraz porównanie wycofywanych pipet Discovery Pro z linią Lambda™ EliteTouch™.

Dane techniczne

Parametr	Corning® Lambda™ EliteTouch™			
Nr-art.	B-4191	B-4192	B-4193	B-4194
Liczba kanałów	dwanaście			
Zakres objętości	0,5-10 µl	5-50 µl	10-200 µl	30-300 µl
Licznik	czterocyfrowy			
Dokładność (%)	±10,0 do ±2,0	±4,0 do ±1,6	±5,0 do ±1,0	±3,0 do ±1,0
Powtarzalność (%)	≤8,0 do ≤1,2	≤2,5 do ≤0,6	≤3,0 do ≤0,6	≤1,5 do ≤0,6
Autoklawowalność	tak (121°C przez 20 minut)			
Odporność na UV	tak (min. 50 cm odległości od źródła promieniowania)			