



Zestaw 4 pipet jednokanałowych Corning® Lambda™ EliteTouch™



Seria pipet Corning® Lambda™ EliteTouch™ to ergonomiczne, lekkie i precyzyjne narzędzia stworzone z myślą o codziennej pracy laboratoryjnej. Zestaw startowy obejmuje cztery pipety jednokanałowe w najczęściej używanych zakresach objętości, pudełko końcówek Corning® DeckWorks, zestaw kolorowych przycisków oraz uniwersalny statyw, tworząc kompletny pakiet do większości standardowych aplikacji laboratoryjnych.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Nr producenta



B-4195

Zestaw 4 pipet jednokanałowych Corning® Lambda™ EliteTouch™

6065

Opis

W zestawie pipet HTL Corning® Lambda™ EliteTouch™ znajdują się pipety stworzone dla laboratoriów, w których liczy się ergonomia, powtarzalność i niezawodność. Pipety z tej serii zastępują wycofywane modele **Discovery Pro**, cenione przez lata za ergonomie i niezawodność. Linia Lambda™ EliteTouch™ zachowuje wszystkie kluczowe zalety poprzedników, jednocześnie oferując udoskonaloną konstrukcję i jeszcze wyższy komfort pracy.

Charakterystyka pipet jednokanałowych z serii Corning® Lambda™ EliteTouch™

Pipety Lambda™ EliteTouch™ zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie odciążać dłonie i nadgarstki podczas pracy. Płynny ruch tłoka oraz **bardzo niskie siły pipetowania** znacząco zmniejszają obciążenie mięśni, co jest szczególnie ważne przy intensywnym, wielogodzinnym pipetowaniu. **Ergonomiczny kształt** rękojeści dobrze dopasowuje się do dłoni zarówno osób prawo-, jak i leworęcznych, a regulacja objętości jedną ręką oraz automatyczny system blokowania zapewniają wygodę i bezpieczeństwo ustawień.

Czytelny, **4-cyfrowy licznik** ułatwia kontrolę parametrów, a **system „aktywnych trzonów”** gwarantuje pewne i szczelne mocowanie końcówek. Z kolei specjalna przekładnia wyrzutnika znacząco redukuje siłę potrzebną do ich zrzutu, co dodatkowo poprawia ergonomie pracy. Pipety można **łatwo kalibrować w warunkach laboratoryjnych**, dostosowując je do różnych typów cieczy i procedur. **Wąski trzon** zwiększa kompatybilność z różnymi probówkami, w tym wysokimi i wąskimi probówkami 50 ml, a cała konstrukcja jest w pełni autoklawowalna i odporna na promieniowanie UV.

Zakres dostawy

Zestaw stanowi kompletny pakiet startowy do większości standardowych aplikacji. W skład zestawu wchodzi pipety jednokanałowe Corning® Lambda™ EliteTouch™ o objętościach:

- 0,5-10 µl,
- 2-20 µl,
- 20-200 µl,
- 100-1000 µl.

Do zestawu dołączone są również:

- niesterylne **końcówki** Corning® DeckWorks w pudełkach: 10 µl, 200 µl, 1000 µl (po 960 sztuk każdej objętości – 96 x 10),
- **zestaw 12 kolorowych przycisków pipetowania,**
- uniwersalny liniowy **statyw** na cztery pipety.

Dostępne warianty

W ofercie dostępne są również pojedyncze pipety Lambda™ EliteTouch™ [jednokanałowe, 8-](#) oraz [12-kanałowe](#).

W sekcji „Pliki do pobrania” znajdują się: szczegółowa instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu, tabela kompatybilności pipet z różnymi końcówkami oraz zestawienie porównawcze wycofywanych pipet Discovery Pro z ich odpowiednikami – Lambda™ EliteTouch™.