



Uniwersalny statyw liniowy 4-miejscowy na pipety HTL



Stabilny statyw do pipet HTL, przeznaczony do przechowywania czterech pipet jednokanałowych lub dwóch pipet wielokanałowych (8- lub 12-kanałowych). Zapewnia wygodny dostęp, chroni sprzęt i pomaga utrzymać porządek na stanowisku pracy.

Miniatura



Nr-art.

B-4196

Nazwa

Uniwersalny statyw liniowy 4-miejscowy na pipety HTL

Nr producenta

6066

Opis

Statyw przeznaczony do bezpiecznego oraz stabilnego przechowywania pipet HTL – 4 modeli pipet jednokanałowych lub 2 pipet wielokanałowych (8- lub 12-kanałowych). Konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do sprzętu, chroni przed uszkodzeniami i ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy.

W ofercie Bionovo dostępne są pipety **Corning® Lambda™ EliteTouch™** ([jedno-, 8- i 12-kanałowe](#)) i **HTL Labmate Pro** ([jedno-, 8- i 12-kanałowe](#)).