



Łaźnie wodne Pura™



Łaźnie wodne Pura™ marki Julabo to proste w obsłudze, bezpieczne urządzenia do pracy w zakresie 18 – 99,9°C, przeznaczone do rutynowych zastosowań laboratoryjnych, inkubacji i testów materiałowych. Seria oferuje produkty z czytelnymi wyświetlaczami, ochronę przed pracą na sucho, gładkie wnętrza wanny, platformę i timer, a także ergonomiczne uchwyty. Poszczególne modele łaźni różnią się pojemnością. Akcesoria należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-2635	Łaźnia wodna Pura™ 4	0,8-4,5 l	9 550 504
	K-2636	Łaźnia wodna Pura™ 10	1,4-9,5 l	9 550 510
	K-2637	Łaźnia wodna Pura™ 14	2-14 l	9 550 514
	K-2638	Łaźnia wodna Pura™ 22	3,4-25,5 l	9 550 522
	K-2639	Łaźnia wodna Pura™ 30	4,8-36 l	9 550 530

Opis

Łaźnie wodne Pura™ zapewniają prostą i bezpieczną pracę w laboratorium. Zakres pracy w temperaturach od +18°C do 99,9°C umożliwia szerokie zastosowanie, m.in. w **rutynowych pracach laboratoryjnych, inkubacji, badaniach materiałowych, testach korozji, kontroli temperatury kultur, a także w testach żywności, napojów oraz w stomatologii**. Praca możliwa jest w temperaturze otoczenia od 5 do 40°C. Każda z łaźni dostępnych w serii oferuje inną pojemność.

Charakterystyka łaźni wodnych Pura™ Julabo

Najważniejsze cechy, które wyróżniają budowę oraz ułatwiają codzienne korzystanie ze sprzętu, to:

- łatwa obsługa,
- jasny, czytelny wyświetlacz,
- wyłącznik główny zabezpieczony przed zachlapaniem,
- zintegrowana **ochrona przed pracą na sucho**,
- brak elementów zakłócających wewnątrz wanny,
- **platforma w zestawie**,
- wbudowany **timer (od 00:01 do 99:59)**,

- ergonomiczne uchwyty boczne.

Wszystkie modele (z wyjątkiem Pura™ 4) wyposażono w zintegrowany zawór spustowy, który umożliwia szybkie i czyste opróżnianie wanny. Antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność i większe bezpieczeństwo pracy.

Dodatkowe informacje

W zakładce „**Pliki do pobrania**” znajdują się karty katalogowe wszystkich modeli oraz instrukcja obsługi.

Do każdej łaźni można dokupić akcesoria takie jak: [pokrywy podnoszone](#), [pokrywy płaskie](#), [kulki pływające](#), [środek odkamieniający](#) oraz [płyn dezynfekcyjny](#).

Pozostałe akcesoria wymienione w pliku „Broszura informacyjna Pura™” są **dostępne na zapytanie**.

Dane techniczne

Parametr	Pura™ 4	Pura™ 10	Pura™ 14	Pura™ 22	Pura™ 30
Nr-art.	K-2635	K-2636	K-2637	K-2638	K-2639
Materiał wanny	stal nierdzewna				
Wymiary robocze (szer. x dł. / gł.)	12 x 27 / 14 cm	22 x 27 / 14 cm	33 x 27 / 14 cm	55 x 27 / 18 cm	77 x 27 / 18 cm
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	21 x 35 x 22 cm	31 x 35 x 22 cm	42 x 35 x 22 cm	64 x 35 x 26 cm	86 x 35 x 26 cm
Zakres temperatury	18 do 99,9°C				
Stabilność temperatury (z pokrywą)	±0,15°C				
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5 do 40°C				
Pojemność	0,8 do 4,5 l	1,4 do 9,5 l	2 do 14 l	3,4 do 25,5 l	4,8 do 36 l
Moc grzewcza	0,5 kW	1,2 kW	1,8 kW	2 kW	
Zużycie prądu	3A	6A	8A	9A	
Waga	4,9 kg	7 kg	8,5 kg	11,5 kg	14,5 kg