



Zestawy pipet jednokanałowych Discovery Comfort



Zestawy pipet Discovery Comfort HTL obejmują lekkie, ergonomiczne pipety automatyczne o wysokiej precyzji i powtarzalności, idealne do codziennych i zaawansowanych prac laboratoryjnych. Pipety są w pełni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV, wyposażone w 3-cyfrowy licznik, płynną regulację objętości i kolorowe oznaczenia ułatwiające pracę. Każdy z dostępnych zestawów, poza samymi pipetami, zawiera elementy dodatkowe, dostarczane wraz z zamówieniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-4212	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort Starter 4 Pack	7904
	B-4213	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort BIO Starter Kit	7925
	B-4214	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort Starter Kit	7926

Opis

Zestawy pipet 1-kanałowych **Discovery Comfort** obejmują lekkie, jednokanałowe pipety automatyczne tej samej serii. Zostały zaprojektowane do precyzyjnego i powtarzalnego dozowania cieczy w codziennej pracy laboratoryjnej. Łączą klasyczną konstrukcję z nowoczesnymi rozwiązaniami, zapewniając wysoki komfort użytkowania, niskie siły pipetowania oraz niezawodność w rutynowych i zaawansowanych analizach. Pipety są w pełni autoklawowalne, odporne na UV, wyposażone w 3-cyfrowy licznik, płynną regulację objętości i kolorowe oznaczenia ułatwiające dobór końcówek.

Warianty zestawów pipet Discovery Comfort HTL

Obejmują **trzy lub cztery pipety** jednokanałowe o różnych zakresach objętości, dobrane tak, aby zapewnić **wszechstronność i wygodę pracy** w każdym laboratorium.

W skład poszczególnych zestawów wchodzi następujące pipety i elementy dodatkowe:

- **B-4212 Discovery Comfort Starter 4 Pack:** pipety D10, D20, D200, D1000 oraz statyw 4-stanowiskowy plexi, 96 x końcówki 10 µl, 96 x końcówki 200 µl, 100 x końcówki 1000 µl, 4 x klucz kalibracyjny, 4 x wieszak na pipetę, instrukcja,
- **B-4213 Discovery Comfort Starter Kit BIO:** pipety D10, D100, D1000 oraz 96 x końcówki 200 µl, 100 x końcówki 1000 µl, 3 x klucz kalibracyjny, 3 x wieszak na pipetę, instrukcja,
- **B-4214 Discovery Comfort Starter Kit:** pipety D20, D200, D1000 oraz 96 x końcówki 10 µl, 96 x końcówki 200 µl, 100 x końcówki 1000 µl, 3 x klucz kalibracyjny, 3 x wieszak na pipetę, instrukcja.

**Dane
techniczne****Parametr Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort**

Nr-art.	B-4212	B-4213	B-4214
Typ zestawu	Starter 4 Pack	BIO Starter Kit	HTL Starter Kit
Pipety w zestawie	D10 D20 D200 D1000	D10 D100 D1000	D20 D200 D1000
Pozostałe elementy zestawu	statyw 4-stanowiskowy plexi końcówki 10 µl, 96 szt. kończówki 200 µl, 96 szt. kończówki 1000 µl, 100 szt. klucz kalibracyjny x4 wieszak na pipetę x4 instrukcja	kończówki 10 µl, 96 szt. kończówki 200 µl, 96 szt. końcówki 1000 µl, 100 szt. klucz kalibracyjny x3 wieszak na pipetę x3 instrukcja	kończówki 200 µl, 96 szt. końcówki 1000 µl, 100 szt. klucz kalibracyjny x3 wieszak na pipetę x3 instrukcja