



Płyn dezynfekcyjny Julabo Aqua Stabil



Julabo Aqua Stabil to wydajny środek do dezynfekcji wody w otwartych łaźniach laboratoryjnych (np. z serii Pura™). Zapobiega rozwojowi glonów i bakterii, zapewnia stabilne warunki pracy i cechuje się doskonałym przewodnictwem cieplnym przy minimalnym zapachu. Wystarczy tylko 2 ml preparatu na 1 litr wody. Dostępny w 2 formatach opakowań 6×100 ml i 12×100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-0880	Płyn dezynfekujący Aqua Stabil	6 x 100 ml	8 940 006
	K-0881	Płyn dezynfekujący Aqua Stabil	12 x 100 ml	8 940 012

Opis

Zalety i zastosowanie płynu dezynfekującego Julabo Aqua Stabil

Aqua Stabil to specjalistyczny preparat przeznaczony do dezynfekcji wody w **otwartych łaźniach laboratoryjnych**. Skutecznie chroni ciecz roboczą przed zanieczyszczeniem, wydłużając jej żywotność i zapewniając stabilne warunki podczas procesów kontroli temperatury. Dzięki właściwościom bakteriobójczym **zapobiega rozwojowi glonów, bakterii i innych mikroorganizmów**.

Produkt wyróżnia się **doskonałym przewodnictwem cieplnym**, dzięki czemu świetnie sprawdza się w precyzyjnych aplikacjach temperaturowych, a jego **minimalny zapach** zapewnia komfortową pracę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Sposób użycia płynu Aqua Stabil

Na każdy litr wody należy użyć **2 ml** preparatu. Dzięki wysokiej koncentracji środek jest niezwykle **wydajny**, co pozwala na długotrwałe i ekonomiczne użytkowanie.

Wodę wraz z preparatem należy wymienić, gdy zaniknie niebieskie zabarwienie lub najpóźniej po trzech miesiącach użytkowania.

Produkt dostępny jest w **2 rozmiarach opakowań**: 6 butelek po 100 ml lub 12 butelek po 100 ml. Można go wykorzystać [w łaźniach Pura™ Julabo](#).