




Końcówki - poj. 100 µl i 200 µl

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytą Rapid, SciClone i ALLEGRO.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750056	Końcówki	200 µl	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-750059	Końcówki	200 µl, sterylne	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-751166	Końcówki	100 µl	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-751169	Końcówki	100 µl, sterylne	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytą Rapid, SciClone i ALLEGRO.