


## Końcówki z filtrem - poj. 80 µl



**Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750448	Końcówki z filtrem	80 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

### Opis

**Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.