



Końcówki kondukcyjne z filtrem - poj. 300 µl

Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750688	Końcówki kondukcyjne	300 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750689	Końcówki kondukcyjne	300 µl, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

Opis

Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 i 9604.