



System statywów Reload

Przeznaczony do następujących systemów automatycznych:
 Biomek FX, NX, Multimek, Biomek 3000 – z głowicą pipety AP96.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751003	System statywów Reload	20 µl	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751004	System statywów Reload	20 µl	w statywie (10 statywów do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751006	System statywów Reload	20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751007	System statywów Reload	20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751023	System statywów Reload	200 µl	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751024	System statywów Reload	200 µl	w statywie (10 statywów do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751026	System statywów Reload	200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów podstawowych do ponownego napełnienia po 96 szt.)
	A-751027	System statywów Reload	200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów do ponownego napełnienia po 96 szt.)

Opis

Przeznaczony do następujących systemów automatycznych:

Biomek FX, NX, Multimek, Biomek 3000 – z głowicą pipety AP96.

* **maksymalna pojemność:** 250 µl