



Fiolki do autosamplera - 2 ml

Fiolki ze standardowym gwintem 8 mm. Odpowiednie do autosamplera Spectra Physics i Waters WISP. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	2-7260	Fiolki 2 ml do autosamplera	bezbarny	2 ml	ND8	100 szt.
	2-7262	Fiolki 2 ml do autosamplera	oranzowe	2 ml	ND8	100 szt.

Opis

Fiolki ze standardowym gwintem 8 mm. Odpowiednie do autosamplera Spectra Physics i Waters WISP. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Wymiary (wys. x śr.): 32 x 11,5 mm.