



Probówki stożkowodenne Corning® Gosselin™

CORNING

Seria Corning® Gosselin™ to wytrzymałe probówki z polipropylenu przeznaczone do rutynowych zastosowań laboratoryjnych. Charakteryzują się przejrzystymi ściankami, stożkowym dnem oraz trwałą, nadrukowaną skalą ułatwiającą odczyt objętości. Dostępne są w wersjach sterylnych i niesterylnych, pakowane po 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	C-0095	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	15 ml	zielony	niesterylny	worek	500 szt.	TC15A-03
	C-0096	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	15 ml	zielony	sterylny	worek	500 szt.	TC15A-01
	C-0097	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	50 ml	zielony	niesterylny	worek	500 szt.	TC50-01
	C-0098	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	50 ml	zielony	sterylny	worek	500 szt.	TC50-04

Opis

Seria **Corning® Gosselin™** to wysokiej jakości probówki wirówkowe przeznaczone do rutynowych zastosowań laboratoryjnych.

Probówki wykonano z trwałego polipropylenu (PP), który zapewnia odporność chemiczną. Produkt cechuje się wysoką stabilnością podczas wirowania oraz wygodą użytkowania. **Stożkowe dno** ułatwia sedimentację, a trwała, **nadrukowana skala** umożliwia precyzyjne określanie objętości.

Dostępne warianty probówek Corning® Gosselin

Probówki są dostępne w wariantach pojemności 15 lub 50 ml, w wersjach sterylnych i niesterylnych. Pakowane w opakowaniach po 500 sztuk.

Każdy produkt jest objęty certyfikatem serii.