





## Woreczki na próbki z PE z podwójną kieszenią

**CORNING**

Niesterylne woreczki z bezbarwnej folii PE o grubości 50 µm, wyposażone w szczelne zamknięcie strunowe do wielokrotnego użytku oraz podwójną kieszeń na dokumenty, ułatwiającą identyfikację próbek w transporcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Nr producenta	Szt./Op.
	B-0790	Woreczki na próbki z podwójną kieszenią	PE	160 x 220 mm	SP5-08	2000 szt.
	B-0791	Woreczki na próbki z podwójną kieszenią	PE	200 x 300 mm	SP8-08	1000 szt.

### Opis

**Niesterylne, bezbarwne woreczki do transportu próbek** wykonane z folii PE o **grubości 50 µm**. Zapewniają bezpieczne przechowywanie materiału dzięki **szczelnemu zamknięciu strunowemu**, które umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie. Dodatkowo wyposażone są w **podwójną kieszeń na dokumenty**, co ułatwia organizację i identyfikację próbek podczas transportu.

### Dostępne warianty

Woreczki dostępne są w dwóch rozmiarach - 160 x 220 mm lub 200 x 300 mm. Pakowane po 1000 lub 2000 sztuk, zależnie od wariantu. Każdy produkt jest objęty certyfikatem serii.